



FOODTEST ujjbegy vérvételi készlet útmutató

Kérjük használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót!

Köszönjük, hogy igénybe veszi a **FOODTEST200+** vizsgálatot, mely a leghatékonyabb, fehérjechip alapú ételintolerancia teszt!

A készlet tartalma

1. Vérvételi cső, egyszeri használatra
2. Vérvételi tű (2db): tű az ujjbegy megszurásához; steril, egyszeri használatra / Tartalék tű szükség esetére.
3. Vérvétel előtti bőrfertőtlenítő kendő
4. Kérőlap
5. Speciális boríték a minta elküldéséhez
6. Műanyag tároló doboz
7. Használati útmutató





Használati útmutató

- 1 Mossa meg a kezét alaposan meleg vízzel, mivel ez a bőr lágyítása és a vérkeringés fokozása révén elősegíti a vérvételt.
- 2 Távolítsa el a kupakot a vérvételi csőről.
- 3 Válassza ki a megszúrni kívánt ujját és tisztítsa meg a bőr-fertőtlenítő kendő segítségével.
- 4 Távolítsa el a védőkupakot a vérvételi tűről (1).
- 5 Tegye le a kiválasztott és megtisztított ujját ujjbeggyel felfelé egy asztalra, elkerülve, hogy a szúrásakor elrántsa az ujját.
- 6 Helyezze ujjbegyére a vérvételi tűt. Javasolt nem az ujjbegy közepére, hanem a középvonaltól néhány milliméterrel oldalra helyezni.
- 7 Határozott mozdulattal nyomja meg a tű másik végét. A tű kiugrásakor enyhe szúrást fog érezni. (2)
- 8 Óvatosan masszírozza az ujját a bemetszés irányában, hogy a megjelenő vércsepp térfogata növekedjen.
- 9 Helyezze az ujját a vérvételi cső nyílásához. A vércseppet a cső belső falához érintve cseppentsen vért a csőbe. (3) Töltse meg félig a csövet vérrel. Amennyiben ez nem sikerül, akkor egy másik ujján ismételje meg a mintavételt a készletben található tartalék tűvel.
- 10 Írja rá a nevét és a vérvétel dátumát a műanyag szállító csőre, helyezze bele a mikro csövet és zárja le. (4)
- 11 Töltse ki és írja alá a mellékelt Kérőlapot.
- 12 A használt tűket helyezze a szállító dobozba.
- 13 Tegye a dobozt a készlethez tartozó speciális borítékba és kövesse a borítékon található utasításokat.



Amennyiben az ujjbegy vérvétel bármilyen ok miatt meghiúsul, akkor Önnek lehetősége van a laboratóriumunkban előre egyeztetett időpontban vérvételt igényelni, mely semmilyen plusz költséggel nem jár. A vérvételt ajánlott hétfői napon elvégezni, így leletét már pénteken megkapja e-mail címére. Egyéb esetben a leletkiadás következő pénteken történik. Kérjük, hogy ellenőrizze még egyszer e-mail címét a kérvényen!

Bármilyen kérdés esetén keressen bennünket a megadott elérhetőségeken!